

APESIN oxydes



Pesu desinfitseerimis- ja pleegitusvahend

- Tahranpoistaja
- Kirkastaa valkoisen
- Matala lämpötila

Tuoteprofiili






- APESIN oxydes desinfioi pyykin jo matalista lämpötiloista (20 °C) alkaen. Tuote tappaa bakteereita, sieniä ja hiivoja ja on normien EN 1276, EN 1650 ja EN 13697 mukainen.
- Tuotteen vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuva koostumus poistaa kaikkentyyppiset valkaisuvaativat tahrat ja palauttaa valkoisten liinavaatteiden kirkkaan sävyn jopa matalissa lämpötiloissa.
- Käyttämällä APESIN oxydesia pesuvaiheessa voit välttää klooripohjaiset valkaisuaineet.





Käyttökohte

- Vain laitoskoneisiin.
- Valkaisu: alk. 40 °C
- Pyykin desinfiointi: Yhdistelmänä seuraavien aineiden kanssa ACTIV liquid ja SYSTEM alca (Ks. pyykin desinfiointitaulukko).
- Kaikkentyyppiselle suurta valkaisuutehoa vaativalle pyykille.

Koostumus

Valmistusaineet/100g: 5g PERACETIC ACID, 26g HYDROGEN PEROXIDE








*VAH-listaus: kemiallinen desinfiointi pesumenetelmä APESIN-järjestelmä						
						Soveltamisala RKI
	VAH	RKI				
ACTIV liquid	3	3	60°C	15 min	1:5	A/B
SYSTEM alca	2	1	60°C	15 min	1:5	A/B
APESIN oxydes	1	3	60°C	15 min	1:5	A/B

			
EN 1276	0,5 g/l	20°C	5 min
EN 1650 - Candida albicans	3 g/l	20°C	15 min
EN 1650 - Aspergillus brasiliensis	20 g/l	20°C	15 min
EN 13697	3 g/l	20°C	15 min

Käyttö ja annostelu



Väga soovitatav on kasutada automaatsed doseerimissüsteemi.

			
	6 ml*	8 ml*	10 ml*
	6 ml*	8 ml*	10 ml*
	6 ml*	8 ml*	10 ml*

Kestävää kehitystä ja tuotantoa



Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.

Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkaukset

Tilausno. 0712850 20 L

Luotettu kumppanisi kohteessa

pH-arvo

